

Designación	PUNTAS DE MEZCLA MEDIBASE													
Referencias	Puntas	Para la silicona de addition light		Para el registro de oclusión		Para compuestos de unión/compuestos de cemento		Para el mezclador automático		Para compuestos, coronas, puentes		Para etching		
	Embalaje (piezas)	100		100		50		50		50		50		
	Referencias	3133922 3133919		3133921		3133918 3133924		3133920		3133923		3133917		
Imágenes y Dimensiones														
													Relación	1:1    NA
	Longitud de la base	2 cm    NA		2 cm		2 cm    1,5 cm		3 cm		2 cm		0,6 cm		
	Longitud total	7 cm    2,5 cm		9 cm		6,5 cm    4,5 cm		5 cm		8 cm		3 cm		
	Descripción	Gama completa de puntas de mezcla e intraorales de un solo uso.												
Embalaje	50 o 100 por bolsas.													
Esperanza de vida	De uso único.													
Informaciones legales	Clase : I. Fabricante : Jovident Int. BV.													