










Designación	PUNTAS DE MEZCLA MEDIBASE								
Referencias, Imágenes y Dimensiones		Para la silicona de addition light		Para el registro de oclusión	Para compuestos de unión/compu estos de cemento		Para el mezclador automático	Para compuestos, coronas, puentes	Para etching
									
	Referencias	3149958	3150588	3149957	3149960	3149956	3180067	3149959	3180066
	Embalaje (piezas)	100		100	50		50	50	50
	Relación	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	5:1	10 : 1	NA
	Longitud de la base	1,8 cm	NA	1,9 cm	1,9 cm	1,8 cm	1,2 cm	2 cm	1,1 cm
	Longitud total	7 cm	2.5 cm	8,9 cm	6,3 cm	3,4 cm	5 cm	7,5 cm	3 cm
Descripción	Gama completa de puntas de mezcla e intraorales de un solo uso.								
Embalaje	50 o 100 por bolsas.								
Indicaciones de uso									
Informacion es legales	Dispositivo médico de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) Marcado CE Fabricante : <ul style="list-style-type: none">- KUNSHAN NSJ MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD. (ref 3149958, 3149957, 3149960, 3149956, 3180067, 3149959, 3180066)- SEILGLOBAL CO. LTD. (ref 3150588)								

Versión 5.0 – 11/2025