

Designación	Retradores Medibase
Referencia(s) Articles	Adulto: 3135082 Niño: 3135084
Visual	
Descripción	Apartas juegos unilaterales con manga extralarga, ideal para la fotografía clínica.
Consejas por esterilización	<p>Bien enjuagar los productos de desinfección antes de poner en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esterilizables en autoclave a 134°C. - Ciclo: hasta 50 x - No poner metal en contacto en el autoclave.
Características y Datos técnicas	<ul style="list-style-type: none"> - No reflejantes - Fabricado en policarbonato de alta calidad - Esterilizables en autoclave a 134°C durante 18 min - Disponible en dos tallas: adulto y niño <p>Almacenar el producto preferentemente al amparo de la humedad.</p>
Packaging	<ul style="list-style-type: none"> - Caja de 2 aparta juegos a adulto - Caja de 2 aparta juegos a niño
Duración	Más o menos 5 años según el número de ciclo de esterilización.
Indicaciones de utilización	n.a

Informaciones légales	Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: LARIDENT S.R.L.
----------------------------------	--

Version 2.1

Date : 06/12/2021 por MF