




Designación	ROLLOS DE ALGODÓN MEDIBASE			
Referencia	Número	Nº1	Nº2	Nº3
	Referencia	3135491	3135492	3135493
Visual				
Descripción	Rollos de algodón salival no estéril, de 3,8 cm de longitud			
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> 100% algodón blanqueados sin cloro 			
		Nº1	Nº2	Nº3
	Diámetro (cm)	0.8	1.0	1.2
	Número de rollos por bolsa	825	600	450
	Número de paquetes por bolsa	15 paquetes de 55 rollos	15 paquetes de 40 rollos	15 paquetes de 30 rollos
Embalaje	Los rollos están empaquetados en bolsas de 300 gramos.			
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación			
Indicaciones de uso	 			
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según el reglamento MDR 2017/745 Marca CE - Fabricante: FOMED Industries Inc.			

Versión 2.2
20/04/2023 SMA