

<b>Désignation produit</b>	<b>ROULEAUX DE COTON</b>			
<b>Référence</b>	Numéro	<b>N°1</b>	<b>N°2</b>	<b>N°3</b>
	Référence	3135491	3135492	3135493
<b>Photo produit</b>				
<b>Description produit</b>	Rouleaux de coton salivaires non stériles, longueur 3.8 cm			
<b>Caractéristiques et composition</b>		<b>N°1</b>	<b>N°2</b>	<b>N°3</b>
	Diamètre (mm)	0.8	1.0	1.2
	Nombres de rouleaux par sachet	825	600	450
	Nombres de paquets par sachet	15 paquets de 55 rouleaux	15 paquets de 40 rouleaux	15 paquets de 30 rouleaux
	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% coton blanchi sans chlore</li> </ul>			
<b>Packaging</b>	Les rouleaux sont emballés par sachet de 300 grammes			
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication			
<b>Indications d'utilisation</b>				
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745 Marquage CE - Fabricant : FOMED Industries Inc			