



Désignation	Sachets de stérilisation Medibase									
Référence (s)	SACHETS AUTOCOLLANTS									
	Taille	8,5 x 16,5cm	7 x 25,5cm	9 x 25,5cm	14 x 28cm	25,5 x 38cm	5,7 x 13cm	18 x 33cm	9 x 13cm	30 x 45cm
	Réf	3135469	3135470	3135471	3135472	3135473	3135474	3135475	3135476	3135477
	SACHETS A SOUDER									
	Taille	7 x 25,5cm		9 x 25,5cm			20 x 33cm AVEC SOUFFLET DE 5,5cm			
Réf	3135479		3135480			3135478				
Visuel										
Description	Sachets de stérilisation recommandés pour la stérilisation en autoclave ou en chemiclave									
Caractéristiques et Données techniques	Papier	Le poids de base du papier est de $\pm 60\text{g/m}^2$, conforme aux exigences des packagings stériles en papier figurant sur la liste des normes ISO11607-1,2 et EN868-5 . Selon la conception des sachets, le texte est imprimé en bleu marine (Pantone 298U), avec impression d'indicateur de stérilisation à la vapeur et à l'Oxyde d'Ethylène (OE).								
	Film	Face transparente bleutée composée de PET/PP, l'épaisseur est de $\pm 0,052\text{mm}$, le poids est de 56 g/m^2 , conformément aux exigences de la norme EN868-5.								
	Encre	Ajout d'encre ; la surface minimale d'impression de l'indicateur doit être de 100mm^2 , il ne peut devenir incolore ou tâcher.								

Packaging	Boîte de 200 sachets, disponible en 10 tailles
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication
Indications d'utilisation	
Informations légales	Dispositif médical de classe I Fabricant : FOMED Industries Inc.

Version 2.2

Mise à jour 2022/01/03 par Maria FRENZ