


Désignation	SERINGUES ELASTOMERES MEDIBASE (50)
Référence article	3124778
Visuel	
Description	Seringue à usage unique utilisée pour tous les types de matériaux d'empreinte.
Caractéristiques et données techniques	<p>Seringue avec embout orientable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume : 5 ml - Diamètre : 12.1 mm \pm 0,2 mm - Longueur : 84 mm \pm 1 mm
Packaging	La boîte de 50 seringues.
Indications d'utilisation	
Informations légales	<p>Dispositif médical de classe I. Marquage CE Fabricant : DEPRO AB</p>