



Désignation	SERINGUES D'IRRIGATION ENDOCANALAIRE STERILES MEDIBASE																		
Références	<table border="1"> <tr> <td>Contenance</td> <td>2,5 ML</td> <td>5 ML</td> <td>10 ML</td> <td>20 ML</td> </tr> <tr> <td>Référence</td> <td>3125103</td> <td>3125105</td> <td>3125102</td> <td>3125104</td> </tr> </table>	Contenance	2,5 ML	5 ML	10 ML	20 ML	Référence	3125103	3125105	3125102	3125104								
Contenance	2,5 ML	5 ML	10 ML	20 ML															
Référence	3125103	3125105	3125102	3125104															
Visuel																			
Description	<ul style="list-style-type: none"> Seringues stériles sous blister individuel, Luer-lock. 																		
Caractéristiques & Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> Corps : Polypropylène Piston : Absence de latex Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène 																		
Packaging	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenance</th> <th>Graduation</th> <th>Nb de seringues par boîte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5 ML</td> <td>0.1 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5 ML</td> <td>0.2 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>10 ML</td> <td>0.5 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>20 ML</td> <td>1 ML</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>				Contenance	Graduation	Nb de seringues par boîte	2.5 ML	0.1 ML	100	5 ML	0.2 ML	100	10 ML	0.5 ML	100	20 ML	1 ML	80
Contenance	Graduation	Nb de seringues par boîte																	
2.5 ML	0.1 ML	100																	
5 ML	0.2 ML	100																	
10 ML	0.5 ML	100																	
20 ML	1 ML	80																	
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication																		
Indications d'utilisation																			
Informations légales	Dispositif médical de classe IIA Marquage CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD																		