



Désignation	Serviettes plastifiées Medibase						
Référence(s)	Coloris	Bleu foncé	Vert	Bleu clair	Rose	Orange	
	Référence	3131635	3131632	3131629	3131633	3131636	
	Coloris	Noir	Jaune	Lavande	Bleu aqua	Lime	Blanc
	Référence	3131637	3131631	3131628	3131634	3131638	3131630
Visuel							
Description	Serviettes plastifiées composées de 2 couches en cellulose et d'une couche en polyéthylène étanche.						
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Trois couches : Deux couches de pure ouate de cellulose (73% +/- 5%) Une couche de polyéthylène (27% +/- 5%) - Pliage en "M" - Dimensions : 45 x 33 cm - Poids unitaire : 6g - Grammage : 33g/m2 						
Packaging	Carton de 500 serviettes						
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication						
Indications d'utilisation							
Informations légales	Hors Classe						

Version 1.1

Mise à jour 2021/12/14 par MF