



<b>Designación</b>	<b>Servilletas plastificadas Medibase</b>						
<b>Reference(s)</b>	<b>Color</b>	Azul oscuro	Verde	Azul claro	Rosa	Naranja	
	<b>Referencia</b>	3131635	3131632	3131629	3131633	3131636	
	<b>Color</b>	Negro	Amarillo	Lavanda	Aqua azul	Lima	Blanco
	<b>Referencia</b>	3131637	3131631	3131628	3131634	3131638	3131630
<b>Visual</b>							
<b>Descripción</b>	Toallas plastificadas compuestas de 2 capas de celulosa y una capa de polietileno impermeable.						
<b>Características y datos técnicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres capas:</li> <li>Dos capas de guata de celulosa pura (73% +/- 5%)</li> <li>Una capa de polietileno (27% +/- 5%)</li> <li>- Doblando en una "M"</li> <li>- Dimensiones: 45 x 33 cm</li> <li>- Peso por unidad: 6g</li> <li>- Gramaje: 33g/m<sup>2</sup></li> </ul>						
<b>Embalaje</b>	Caja de 500 toallas						
<b>Esperanza de vida</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación						
<b>Indicaciones de uso</b>							
<b>informaciones legales</b>	H/C						

Versión 1.1  
12/2021 MF