









Designación	SUPRATRAYS						
Reference(s)	CUADRANTE	POSTERIOR	ANTERIOR	FULL ARCH	SIDELESS	CUADRANTE REFORZADO METAL	REFUERZOS POSTERIORES METAL
	3180108	3180107	3180105	3180106	3180109	3180111	3180110
Cantidad de piezas por caja	36 pzs	36 pzs	32 pzs	28 pzs	48 pzs	36 pzs	36 pzs
Visual							
Descripción	Gama completa de bandejas de impresión de un solo uso para impresiones de alta calidad con facilidad.						
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paredes especialmente diseñadas para una retención extra.</li> <li>- Fácil manejo y amplio plano oclusal para un fácil acceso a todas las áreas.</li> <li>- Malla de alta calidad, plástico duro y resistente.</li> <li>- Un acceso aún más fácil a las zonas difíciles gracias al fino refuerzo metálico.</li> <li>- Firmeza insuperable en las bandejas de impresión de un solo uso.</li> </ul>						
Esperanza de vida	5 años						
Indicaciones de uso							
informacion es legales	Dispositivo médico de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) Marcado CE Fabricante : Premium Plus (Dongguan) Limited						

Versión 1.0 – 11/2025