

Désignation	SUPRATRAYS						
Référence(s)	QUADRANT	POSTERIEUR	ANTERIEUR	FULL ARCH	SIDELESS	QUADRANT RENF.METAL	POSTERIEUR RENF.METAL
	3180108	3180107	3180105	3180106	3180109	3180111	3180110
Nombre de pcs par boîte	36 pcs	36 pcs	32 pcs	28 pcs	48 pcs	36 pcs	36 pcs
Visuel							
Description	Gamme complète de porte-empreintes à usage unique pour des prises d'empreintes de haute qualité en toute simplicité.						
Caractéristiques & Données techniques	- Parois spécialement imaginées pour une extra-rétention. - Manipulation aisée et large plan occlusal pour un accès facilité à toutes les zones. - Maille de haute qualité, plastique dur et résistant. - Un accès encore plus aisé aux zones difficiles grâce à la finesse du renfort métallique. - Une fermeté inégalée sur des portes-empreintes à usage unique.						
Durée de vie	5 ans						
Indications d'utilisation							
Informations légales	Dispositif médical de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745 (MDR) Marquage CE Fabricant : Premium Plus (Dongguan) Limited						

Version 1.0 – 11/2025