


Désignation	GANTS D'EXAMEN EN LATEX LEGEREMENT POUDRÉS														
Références	XS – 5/6 0116692	S – 6/7 0116656	M – 7/8 0116657	L – 8/9 0116658	XL – 9/10 0124592										
Visuel															
Description	Gants d'examen ambidextre en latex. Non stériles, avec surface lisse et manchettes à bords roulés.														
Caractéristiques & Données techniques	<table border="1" data-bbox="579 931 1449 1093"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS – 5/6</th> <th>S – 6/7</th> <th>M – 7/8</th> <th>L – 8/9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur de paume (mm)</td> <td>70-79</td> <td>80-89</td> <td>90-99</td> <td>100-109</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teneur en protéine : max 2000 µg/dm² ▪ Niveau de poudre : max 10 mg/dm² ▪ En conformité avec les normes : ASTM D3578-05, EN 455-1/2/3, EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3 						XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	Largeur de paume (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109
	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9											
Largeur de paume (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109											
Packaging	Boîte contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boîtes par carton.														
Durée de vie	3 ans à partir de la date de fabrication														
Indications d'utilisation															
Informations légales	Dispositif médical de classe I sous la Directive Européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE														

Version 2.0
Mise à jour 2014/04/22 par SMA