



Designación	Jeringas Luer Lock				
Reference(s)	Contenido	2,5 ML	5 ML	10 ML	20 ML
	Referencia	3125103	3125105	3125102	3125104
Visual					
Descripción	Jeringas estériles en blísteres individuales, Luer-lock.				
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo: Polipropileno • Pistón: Sin látex • Método de esterilización del dispositivo: Óxido de etileno 				
Embalaje	Contenido	Graduación	Número de jeringas por caja		
	2.5 ML	0.1 ML	100		
	5 ML	0.2 ML	100		
	10 ML	0.5 ML	100		
	20 ML	1 ML	80		
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación				
Indicaciones de uso					
informaciones legales	Producto sanitario estéril de clase IIA Marcado CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricante: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD				