

Désignation	Tabliers en papier plastifié Medibase								
Référence(s)	Couleur	Bleu	Vert	Blanc	Orange	Rose	Bleu foncé	Citron Vert	Lavande
	Référence	116728	116747	116748	3014611	3014612	3107041	3107043	3107042
Visuel									
Description	Tabliers en papier, doublés en polyéthylène, très résistants.								
Caractéristiques et Données techniques	Dimensions	Largeur : 54 cm Hauteur : 60 cm							
	Diamètre	10,5 cm (± 0,5 cm)							
	Poids	850 g (± 10%)							
	Traçabilité	Par numéro de lot imprimé sur le rouleau							
Packaging	Rouleau de 80 tabliers prédécoupés avec attache autour du cou Emballé dans un plastique transparent avec étiquette non adhésive. Garder dans un endroit frais et sec.								
Durée de vie	N/A								
Indications d'utilisation									
Informations légales	N/A								

Version 2.3

Mise à jour 14/12/2021 par MF