

Désignation	Micro applicateurs Medibase			
Référence(s)	TAILLE	COULEUR	CONDITIONNEMENT	REFERENCE
	REGULAR	BLEU	BOITE DE 4 TUBES DE 100 pcs	3101006
		BLEU/ROSE		3101007
		BLEU/ORANGE		3101008
	FIN	NOIR	TUBE DE 100 pcs	3101009
SUPER FIN	BLANC	3101010		
Visuel				
Description	Micro-applicateurs jetables avec tête pliable.			
Caractéristiques et Données techniques	Manche en polypropylène, avec embout cassable : permet de différencier les micro-applicateurs entre eux ! Poils en nylon Longueur totale : 102 mm Conditionnement en tube : distribution hygiénique			
Packaging	REGULAR : boîte de 4 tubes contenant chacun 100 micro-applicateurs FIN / SUPER-FIN : tubes de 100 micro-applicateurs			
Durée de vie	N/A			
Indications d'utilisation	Fibres régulières, non-absorbantes et non-pelucheuses. Les solutions sont retenues en suspension entre les fibres afin d'empêcher l'égouttement et permettre une application parfaite. Accès facile à toutes les zones d'application grâce à la tête pliable. À usage unique : jeter après utilisation. Pour utilisation avec les silanes, adhésifs, gel de mordantage, solutions hémostatiques, fonds de cavité et révélateurs de plaque. Stocker à l'abri de la lumière et de la poussière, dans un endroit sec et frais.			
Informations légales	Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE			

Version 1.0

Date : Mise à jour 2016/07/26 par SMA