



Désignation	Spatules de mélange Medibase
Référence(s)	3021027
Visuel	
Description	Spatule de mélange en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) à double embout
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Aspect : Cylindrique en plastique dur à bout plat - Couleur : Blanc - Longueur : 11,74 cm - Diamètre : 0,41 cm - Logo MEDIBASE embossé sur chaque spatule
Packaging	Le lot de 100 spatules emballées sous sachet plastique
Durée de vie	N/A
Indications d'utilisation	
Informations légales	N/A

Version 2.1

Date : Mise à jour 2016/06/27 par Scarlet Ceausoiu