

Denominación	GUANTES DE NITRILO NEGRO SIN POLVO																
Referencia	tamaño	XS	S	M	L												
	referencia	3160186	3160187	3160188	3180899												
Visual																	
Descripcion del producto	Guantes de examen de nitrilo sin polvo. Superficie de los dedos ambidiestra y microtexturada. Puño enrollado no estéril.																
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none">• Excellent agarre• Adecuado para manipular silicona• Fabricado conforme a las normas EN 455: 1- & EN ISO 2859-1																
	<table><tr><th>Talla</th><th>Anchura mediana de la palma ± (4 mm)</th><th>Longitud (mm)</th></tr><tr><td>XS</td><td>76</td><td rowspan="4">Min. 240</td></tr><tr><td>S</td><td>86</td></tr><tr><td>M</td><td>98</td></tr><tr><td>L</td><td>107</td></tr></table>					Talla	Anchura mediana de la palma ± (4 mm)	Longitud (mm)	XS	76	Min. 240	S	86	M	98	L	107
	Talla	Anchura mediana de la palma ± (4 mm)	Longitud (mm)														
	XS	76	Min. 240														
	S	86															
	M	98															
	L	107															
<table><tr><th rowspan="2">Espesor (mm)</th><td>Dedo</td><td>0.10 ± 0.03</td></tr><tr><td>Palma</td><td>0.07 ± 0.02</td></tr></table>					Espesor (mm)	Dedo	0.10 ± 0.03	Palma	0.07 ± 0.02								
Espesor (mm)	Dedo	0.10 ± 0.03															
	Palma	0.07 ± 0.02															
<table><tr><th></th><th>Antes de envejecer</th><th>Después de envejecer</th></tr><tr><td>Fuerza de rotura (N)</td><td>Min. 6</td><td>Min. 6</td></tr></table>						Antes de envejecer	Después de envejecer	Fuerza de rotura (N)	Min. 6	Min. 6							
	Antes de envejecer	Después de envejecer															
Fuerza de rotura (N)	Min. 6	Min. 6															
Diseño:																	
<table><tr><td>Forma</td><td>Ambidiestra</td></tr><tr><td>Puño</td><td>Con cuentas</td></tr><tr><td>Superficie exterior</td><td>Dedos texturizados</td></tr><tr><td>Superficie interior</td><td>Lisa</td></tr><tr><td>Color</td><td>Negro</td></tr></table>					Forma	Ambidiestra	Puño	Con cuentas	Superficie exterior	Dedos texturizados	Superficie interior	Lisa	Color	Negro			
Forma	Ambidiestra																
Puño	Con cuentas																
Superficie exterior	Dedos texturizados																
Superficie interior	Lisa																
Color	Negro																

	Material:	
	Material de los guantes	Caucho nitrilo butadieno (NBR)
	Recubrimiento interior	Cloración en línea
	Recubrimiento exterior	N/A
	Polvo	Sin polvo
	Aditivos:	
	Aceleradores	Dibutilditiocarbamato de zinc (ZDBC)
	Agente de vulcanización	Azufre
	Activador	Óxido de zinc (ZnO)
	Protector contra el envejecimiento	N/A
	Pigmento de color	Negro de humo
Embalaje	Caja de 100 guantes Cartón de 10 cajas	
Almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No almacenar a temperaturas superiores a 40°C (104°F). Proteger la caja abierta de la luz solar directa, la luz fluorescente y los rayos X.	
Caducidad	3 años a partir de la fecha de fabricación	
Indicaciones de uso	<div>EN 421:2010 Protection against particulate radioactive contamination (Excluding Clause 4.3) This gloves does not protect against mechanical risks</div> <div>EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B</div> <div>EN ISO 374-5:2016</div> <div>Resistance to Bacteria and Fungi - pass</div> <div>Resistance to Viruses - pass</div> <div>VIRUS</div> <div>LATEX</div> <div>Allergen IV</div> <div>Flame</div> <div>Umbrella</div> <div>Hand</div> <div>Non-sterile</div> <div>5°C</div> <div>40°C</div> <div>MD</div>	
Información legal	Producto sanitario de clase I DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (UE) 2017/745 EPI Cat III DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (UE) 2016/425 - Marcado CE 2777	

Version 2.0

Date : 21/01/2026