

Désignation	GANTS NITRILE NOIR SANS POUDRE																
Référence(s)	Taille	XS	S	M	L												
	Référence	3160186	3160187	3160188	3180899												
Photo produit																	
Description produit	Gants d'examen sans poudre en nitrile. Ambidextres, surface digitale micro-texturée. Non stérile manchettes à bords roulés.																
Caractéristiques & Données techniques	• Excellente préhension • Permettent la manipulation des silicones • Fabriqués conformément aux normes EN 455: 1- & EN ISO 2859-1																
	<table><tr><th>Taille</th><th>Largeur moyenne de la paume ± 4 mm</th><th>Longueur (mm)</th></tr><tr><td>XS</td><td>76</td><td rowspan="4">Min. 240</td></tr><tr><td>S</td><td>86</td></tr><tr><td>M</td><td>98</td></tr><tr><td>L</td><td>107</td></tr></table>					Taille	Largeur moyenne de la paume ± 4 mm	Longueur (mm)	XS	76	Min. 240	S	86	M	98	L	107
	Taille	Largeur moyenne de la paume ± 4 mm	Longueur (mm)														
	XS	76	Min. 240														
	S	86															
	M	98															
L	107																
Epaisseur : <table><tr><td>Au doigt</td><td>0.10 ± 0.03</td></tr><tr><td>A la paume</td><td>0.07 ± 0.02</td></tr></table>					Au doigt	0.10 ± 0.03	A la paume	0.07 ± 0.02									
Au doigt	0.10 ± 0.03																
A la paume	0.07 ± 0.02																
<table><tr><td></td><td>Avant vieillissement</td><td>Après vieillissement</td></tr><tr><td>Force à la rupture (N)</td><td>Min. 6</td><td>Min. 6</td></tr></table>						Avant vieillissement	Après vieillissement	Force à la rupture (N)	Min. 6	Min. 6							
	Avant vieillissement	Après vieillissement															
Force à la rupture (N)	Min. 6	Min. 6															
Design :																	
<table><tr><td>Forme</td><td>Ambidextre</td></tr><tr><td>Manchette</td><td>Roulé</td></tr><tr><td>Surface extérieure</td><td>Doigts texturés</td></tr><tr><td>Surface intérieure</td><td>Lisse</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>Noir</td></tr></table>					Forme	Ambidextre	Manchette	Roulé	Surface extérieure	Doigts texturés	Surface intérieure	Lisse	Couleur	Noir			
Forme	Ambidextre																
Manchette	Roulé																
Surface extérieure	Doigts texturés																
Surface intérieure	Lisse																
Couleur	Noir																

	Matériau :	
	Matériau des gants	Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
	Revêtement intérieur	Chlorination en ligne
	Enduction extérieure	-
	Poudre	Sans poudre
	Additifs :	
	Accélérateurs	Dibutylthiocarbamate de zinc (ZDBC)
	Agent de vulcanisation	Soufre
	Activateur	Oxyde de zinc (ZnO)
	Protecteur contre le vieillissement	-
	Pigment de couleur	Noir de carbone
Packaging	Boite de 100 gants Carton de 10 boites	
Stockage	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne pas stocker à plus de 40°C (104°F). Protéger la boîte ouverte de la lumière directe du soleil, de l'éclairage fluorescent et des rayons X.	
Durée de vie	3 ans à partir de la date de fabrication	
Indications d'utilisation	EN 421:2010 Protection against particulate radioactive contamination (Excluding Clause 4.3) This gloves does not protect against mechanical risks EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B EN ISO 374-5:2016 Resistance to Bacteria and Fungi - pass Resistance to Viruses - pass VIRUS LATEX Allergen IV NON STERILE 5°C 40°C MD	
Informations légales	Dispositif médical de classe I SELON RÈGLEMENT (UE) 2017/745 EPI Cat III SELON RÈGLEMENT (UE) 2016/425- Marquage CE 2777	

Version 2.0

Date : 21/01/2026