



Désignation	GANTS NITRILE SANS POUDRE					
Référence(s)		XS	S	M	L	XL
	Bleu (200)	3135177	3135178	3135179	3135180	-
	Bleu (100)	3135172	3135173	3135174	3135175	3135176
	Blanc (100)	3135181	3135182	3135183	3135184	-
	Lavande (100)	3135185	3135186	3135187	3135188	-
	Rose (100)	3135189	3135190	3135191	3135192	-
	Vert (100)	3135193	3135194	3135195	3135196	-
Visuel						
Description	Gants d'examen sans poudre en nitrile. Ambidextres, surface digitale micro-texturée. Non stérile avec manchettes à bords roulés.					
Caractéristiques & Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente préhension • Permettent la manipulation des silicones • Fabriqués conformément aux normes EN 455: 1-4 & EN ISO 374-1;4;5. • Certifiés pour le contact alimentaire 					
Stockage	Stocker à l'abri de la lumière					
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication					
Indications d'utilisation	<p> <small>EN ISO 374-5:2016</small> <small>EN ISO 374-1:2016 Type B</small>  </p>					
Informations légales	Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745 EPI Cat III Marquage CE 0598					