




Designación	GUANTES DE NITRILO SIN POLVO VERDE				
Referencia(s)	Tamaño	XS	S	M	L
	Referencia	3135193	3135194	3135195	3135196
	UDI-DI	3665318009472	3665318009465	3665318009458	3665318009441
Visual					
Descripción	Guantes de examen de nitrilo sin polvo. Ambidiestras, superficie digital microtexturada. No estéril. Puños con bordes vueltos				
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente agarre</li> <li>• Permite la manipulación de siliconas</li> <li>• Fabricado de acuerdo con las normas EN 455: 1-4 &amp; EN ISO 374-1;4;5.</li> <li>• Certificado para el contacto con alimentos</li> </ul>				
	<b>tamaño</b>		<b>Peso del guante (g)</b>		<b>Longitud (mm)</b>
	<b>XS</b>		2.9 ± 0.2		Min. 240
	<b>S</b>		3.2 ± 0.2		
	<b>M</b>		3.4 ± 0.2		
	<b>L</b>		3.7 ± 0.2		
	<b>Espesor (mm)</b>		Al dedo		0.10
			A la palma		0.05
			A la muñeca		0.05
			<b>antes del envejecimiento</b>		<b>después del envejecimiento</b>
<b>Resistencia a la tracción (MPa)</b>		Min. 14		Min. 14	
<b>Elongación (%)</b>		Min. 500		Min. 400	
<b>Fuerza de rotura (N)</b>		Min. 6		Min. 6	
<b>Contenido en proteínas</b>		Non aplicable			
<b>Nivel de polvo</b>		Max.2 mg/guante			
Packaging	Caja de 100 guantes Cartón de 10 cajas				
Embalaje	Almacenar lejos de la luz del agua o de la humedad, a una temperatura máxima de 40°C.				
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación				

<p><b>Indicaciones de uso</b></p>	<p>EN ISO 374-5:2016    EN ISO 374-1:2016 Type B</p>          <p>40°C 104°F max</p> 
<p><b>informaciones legales</b></p>	<p>Dispositivo médico de clase I según REGULAMENTO MDR (EU) 2017/745 EPI Cat III según REGULAMENTO EPI (EU) 2016/425 - Mercado CE 0598</p>

Versión 2.0 creada por SMA

Fecha : 12/01/2023