



Designación	GUANTES DE NITRILO SIN POLVO					
Reference(s)		XS	S	M	L	XL
	Azul (200)	3135177	3135178	3135179	3135180	-
	Azul (100)	3135172	3135173	3135174	3135175	3135176
	Blanco (100)	3135181	3135182	3135183	3135184	-
	Lavanda (100)	3135185	3135186	3135187	3135188	-
	Rosa (100)	3135189	3135190	3135191	3135192	-
	Verde (100)	3135193	3135194	3135195	3135196	-
Visual						
Descripción	Guantes de examen sin polvo de nitrilo. Superficie digital ambidiestra y microtexturada. No estéril con las esposas enrolladas.					
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente agarre - Permite la manipulación de siliconas - Fabricado de acuerdo con las normas EN 455: 1-4 & EN ISO 374-1;4;5. - Certificado para el contacto con alimentos 					
Embalaje	Almacenar lejos de la luz					
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación					
Indicaciones de uso	<p>EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type B</p>  <p>40°C 104°F max</p>					
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la MDR (EU) directiva 2017/745 EPP Cat III Marcado CE 0598					